

Xiralite GmbH	
Dosierungskarte Xiralite® X4	DOK-753-03-0

Dosierung von ICG für Xiralite		
1 Vial 25 mg ICG, aufgelöst in 5 ml Aqua ad inject. (entspricht 5 mg / ml)		
Körpergewicht (kg)	mg ICG bei 0,1 mg/kg KG	Menge ICG in ml
40	4	0,80
45	4,5	0,90
50	5	1,00
55	5,5	1,10
60	6	1,20
65	6,5	1,30
70	7	1,40
75	7,5	1,50
80	8	1,60
85	8,5	1,70
90	9	1,80
95	9,5	1,90
100	10	2,00
105	10,5	2,10
110	11	2,20
115	11,5	2,30
120	12	2,40